

毎日、しっかり測りたい方に

快適・カンタン 血圧計



やさしさ、たくさん

快適・カンタン血圧計シリーズ

調剤薬局でお求めください。

ご家庭での血圧測定のすすめ

血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考える上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

家庭血圧の目安

高血圧：最高135以上 最低 85以上 (mmHg)	正常血圧：最高125未満 最低 80未満 (mmHg)
----------------------------------	-----------------------------------

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より



家庭血圧の正しい測り方

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に



朝

※朝食・薬を飲む前

起床後1時間以内、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に



夜

就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

家庭血圧 測定ポイント

- 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
 - 長期間、継続する
 - 測定値は、すべて記録する
- ※ 測定は、条件を一定にする



付属品

便利な・・・血圧管理手帳

測定データがきれいにまとめられます。グラフ表と、朝・夜分け表の2種類を掲載の血圧管理手帳です。



わかりやすい・・・取扱説明書

使い方やご注意など、写真と大きな文字でわかりやすい取扱説明書です。



経済的な・・・ACアダプタ

コンセントから電源が取れて経済的。小型・軽量(約62g)のACアダプタです。



ACアダプタ(別売)
AX-TB233 標準価格¥1,500(税込価格¥1,575)
(コード長さ 188cm)
JANコード：4981046000116

血圧計 仕様

	朝・夜 測定する方に UA-853	毎日しっかり測りたい方に UA-786L	初めてお使いになる方に UA-782	手軽に測りたい方に UB-510
型式名	UA-853	UA-786L	UA-782	UB-510
製品外観				
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ワンタッチ操作	○	○	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○	○	○
血圧レベル表示	○	○	○	○
IHB検知	○	○	○	○
おまかせ測定	○ (スピード)	○ (スピード)	○ (スピード)	○
平均値表示	○ (午前・午後分け)	○	○	○
メモリ数(最新)	90	60	90	30
適応腕(手首)まわり	17～32cm	17～32cm	17～32cm	13.5～21.5cm
電源	単3形乾電池4本またはACアダプタ	単3形乾電池4本またはACアダプタ	単3形乾電池4本またはACアダプタ(別売)	単4形乾電池2本
電池寿命	約200回(マンガン)	約200回(マンガン)	約200回(マンガン)	約400回(アルカリ)
本体寸法(幅×奥行×高)	150×126×156mm	163×111×63mm	116×147×89mm	62×70×56mm
本体質量	約500g	約320g	約320g	約83g
付属品	ACアダプタ、血圧管理手帳 お試し乾電池、取扱説明書	ACアダプタ、血圧管理手帳 お試し乾電池、収納ケース 取扱説明書	血圧管理手帳、カフホルダー お試し乾電池、取扱説明書	血圧管理手帳、お試し乾電池 収納ケース、取扱説明書
JANコード	 4 981046 028134	 4 981046 027861	 4 981046 027878	 4 981046 025126

エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。
全国の主要医療機関で使用されている
医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに
多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする
トップクラスのメーカーです。

(設立1977年・東証株式第一部上場)



修理・商品に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日 午前9:00～午後12:00 午後1:00～午後5:00



安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
- 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

A&D 株式会社 エー・アンド・デイ

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566 (代)

札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 名古屋052-701-5681

大阪06-4805-1207 広島082-233-0611 福岡092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

● 血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で